





マルチプルサンプルヘッドスターターセット (H301)	ラージサンプル用ヘッドセット (H302)
6インチプラットホーム、チューブサポート、プレートサポートが各1個ずつセットになっています。	様々なサイズのフラスコやビーカーをはじめ、直径10~37mm までの試験管を4本から8本セットして、ミキシングできます。
504-0233-00 ¥21,000	503-0282-00 ¥36,000
	


① ミキシングキャップ (標準付属品)	② 3インチプラットホームヘッド (標準付属品)	③ 6インチ プラットホームヘッド
試験管などを1本ずつミキシングします。	試験管、ビーカー、フラスコなどのミキシングができます。	チューブサポート、プレートサポートを使用する際に必要です。
146-3011-00 ¥6,400	0K-0500-902 ¥9,900	146-6005-00 ¥9,200
		




④ チューブサポート(2個入)	⑤ プレートサポート(2個入)	⑥ ディープウェルプレートサポート
マイクロ遠心チューブやマイクロチューブなどを最大60本までセットしてミキシングできます。	マイクロプレート対応です。	ディープウェルのマイクロプレート対応です。
504-0234-00 ¥11,000	504-0235-00 ¥11,000	504-0232-00 ¥14,000
※ご使用の際には③(146-6005-00)が必要です。	※ご使用の際には③(146-6005-00)が必要です。	※ご使用の際には③(146-6005-00)が必要です。
		

⑦ 2層式プレートサポート	⑧ 9-16mmチューブインサート	⑨ 14-29mmチューブインサート(2個入)
2層構造になっており、長時間の攪拌による温度上昇からサンプルを保護します。	9-16mm 径の試験管をセットしてミキシングできます。	14~29 mm 径の試験管をセットしてミキシングできます。
SI-0510 ¥13,000	503-0278-00 ¥5,100	503-0279-00 ¥5,100
※ご使用の際には③(146-6005-00)が必要です。	※ご使用の際には⑬(504-0039-00)が必要です。	※ご使用の際には⑬(504-0039-00)が必要です。
		

ボルテックス・ジェニー2 / デジタルボルテックスジェニー2 共通 オプションアタッチメント

2024/4/1

⑩ 29-37mm チューブインサート(2個入)	⑪ ブランクフォームインサート(2個入)	⑫ チューブインサート 4種セット
29～37 mm 径の試験管をセットしてミキシング できます。	特殊な形状の容器の攪拌に使用します。	チューブインサート4種が一枚ずつ入ったセットで す。
503-0280-00	503-0277-00	503-0283-00
¥5,100	¥5,100	¥11,000
※ご使用の際には⑬(504-0039-00)が必要です。	※ご使用の際には⑬(504-0039-00)が必要です。	※ご使用の際には⑬(504-0039-00)が必要です。
		

⑬ プラットホーム	⑭ 固定用ゴムバンド(2個入)	⑮ TurboMix
チューブインサートを使用する際に必要です。	プラットホーム(504-0039-00)で、500 mL のポ トル等を固定する際に必要です。	1.5または2 mLのマイクロチューブを12本まで セットして攪拌できます。
504-0039-00	568-0001-00	SI-0564
¥25,000	¥1,500	¥57,000
		

⑯ ラージアンプル/チューブヘッド アタッチメント	⑰ スモールアンプル/チューブヘッド アタッチメント	⑱ マイクロプレートアダプター
10～17mm 径のチューブまたはアンプルを4 個 までセットして攪拌できます。	15～17mm 径のチューブまたはアンプルを4 個 までセットして攪拌できます。	マイクロプレートを強力に長時間攪拌するための アタッチメントです。
SI-0511	SI-0570	SI-0513
¥36,000	¥25,000	¥25,000
		※お手持ちのVortex-Genieのゴム足のタイプをご確認ください。 現タイプのボルテックスジェニー2(ゴム足付き樹脂 製底板)ではない旧タイプのゴム足をご使用の方は⑩(OK- 0286-409)が必要です。    旧タイプのゴム足

ボルテックス・ジェニー2 / デジタルボルテックスジェニー2 共通 オプションアタッチメント

2024/4/1

⑲ 50mLチューブホルダー(横置)	⑳ 15mLチューブホルダー(横置)	㉑ マイクロチューブホルダー(横置)
チューブを横置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:6本	チューブを横置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:12本	チューブを横置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:24本
SI-H506	SI-H512	SI-H524
¥24,000	¥28,000	¥31,000
		

㉒ 50mLチューブホルダー(縦置)	㉓ 15mLチューブホルダー(縦置)	㉔ マイクロチューブホルダー(縦置)
チューブを縦置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:6本	チューブを縦置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:12本	チューブを縦置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:24本
SI-V506	SI-V512	SI-V524
¥24,000	¥28,000	¥31,000
		

㉕ 50mL&15mL, マイクロチューブホルダー(縦置)	㉖ 50mLチューブホルダー(縦置/高速対応)	㉗ 15mLチューブホルダー(縦置/高速対応)
チューブを縦置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:50mL×6本+15mL×6本+マイクロチューブ×12本	チューブを縦置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:3本	チューブを縦置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:6本
SI-V525	SI-V203	SI-V206
¥29,000	¥23,000	¥25,000
		

㉘ マイクロチューブホルダー(縦置/高速対応)	㉙ ゴム足付き樹脂製底板(Hzスイッチ穴付)	㉚ ゴム足付き樹脂製底板
チューブを縦置に設置して攪拌するためのアタッチメントです。最大設置数:9本	Vortex-Genie 2用です。	デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288, SI-DD88)用
SI-V209	OK-0286-408	OK-0286-409
¥29,000	¥9,200	¥9,200
		<p>※マニュアルのボルテックスミキサー Vortex-Genie 2 (SI-0286)には、ゴム足付き樹脂製底板 ボルテックスミキサー用 (Hzスイッチ穴付)(品番:OK-0286-408)をご使用ください。</p>   <p>&lt;仕様変更前&gt;                      &lt;仕様変更後&gt;</p> <p>仕様変更前は、周波数(Hz)切り替えスイッチ用に任意で穴が明けられるよう、中央部にミシン目がありました。仕様変更後はこのミシン目が無くなり、フラットになります。</p>